

尊敬的女士/先生

我们通知您，采集**24**小时尿液的正确程序如下：

- ✓ 获取**24**小时尿液采集容器（尿罐）：这些尿罐通常可容纳**2.5**升尿液，如果认为有必要，还可获取第二个尿罐；
- ✓ 清晨第一次排尿；
- ✓ 从第二次排尿开始直接采集到尿罐里，直到第二天早上第一次排尿；
- ✓ 白天将容器放在阴凉处；
- ✓ 采集完成后，在尿罐上注明整个采集量：**采集所有24小时尿液非常重要**
- ✓ 在采集完成的当天到中央验收处登记，然后将不仅标有整个采集量（见前一点）而且标有病人姓氏、名字和出生日期的**尿罐送至采集室**。

如需了解更多信息，请致电**0331.476212**联系分析实验室。